

Autoclave Zirbus Labstar 40

Applications : Stérilisation à la vapeur de liquide et de solide à usage microbiologique

Procédé : Stérilisation à 121°C ou 134°C sous pression



Description : L'autoclave Labstar 40 permet la stérilisation de liquide ou de matériel destiné aux manipulations de bactérie et de levure dans un contexte microbiologique. Il permet aussi de stériliser les déchets engendrés par ces mêmes manipulations.

Propriétés de l'appareil

Paramètres	Spécifications
Température maximale d'opération	134°C
Capacité de la chambre	44L
Temps de stérilisation	Entre 15min et 60min (selon l'application)

