

Simulateur de tunnel de pasteurisation OMVE

Pasteurisation de breuvage

Applications : pots en verre, bouteille set canettes

Permet la simulation d'un pasteurisateur à tunnel à petite échelle

Procédé : Pasteurisation à tunnel automatiser.



Source : <https://omve.com/fr/product/ht205-spray-pasteurizer/>

Description : Ce petit pasteurisateur à tunnel permet de répliquer des cycles de pasteurisation d'échelle industrielle. La programmation permet un large éventail de conditions de pasteurisation. De plus, son petit format permet de réduire les besoins en ressource pour établir un protocole de pasteurisation approprié.

Propriétés de l'appareil

Paramètres	Spécifications
Capacité	0,3m ³
Temps de traitement	1 à 120 minutes
Températures maximum de traitement	85°C
Taille maximum des contenants de breuvage	2L